

# optipre.™

## alcohol wipes

REF 6100

REF 6103

REF 61004

- ◆ Wipes for disinfecting hard surfaces.
- ◆ 75% alcohol.
- ◆ Removes potentially harmful bacteria, viruses and fungi.

### | GBR | OptiPre Alcohol wipes

Our disposable OptiPre Alcohol Wipes, disinfect hard surfaces in a (s)wipe, removing potentially harmful bacteria, viruses and fungi. Use alcohol wipes safely. Always read the label and product information before use.

**DANGER:** • Highly flammable liquid and vapour. • Causes serious eye irritation.

**PRECAUTION:** • If contact with eyes occurs, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present, and easy to do. Continue rinsing. • If medical advice is needed, have product container or label at hand. • Wash hands and exposed skin thoroughly after handling. • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames, and other sources of ignition. No smoking. • Keep out of reach of children.

**STORAGE AND DISPOSAL:** • Use within 60 days of opening (record open date in space provided). • Do not use if the wipe appears dry. • Store in a cool, dry place, away from direct sunlight and ignition sources. • Keep packaging tightly closed when stored to avoid drying out. • Do not flush. • Dispose of wipes and container in an appropriate bin.

**SHELF LIFE:** • 2 year shelf life if unopened.

### | FRA | Lingettes alcoolisées OptiPre

Nos lingettes alcoolisées jetables OptiPre désinfectent les surfaces dures en un seul passage, éliminant les bactéries, virus et champignons potentiellement dangereux. Utilisez les lingettes alcoolisées en toute sécurité. Avant l'utilisation, lisez toujours l'étiquette ainsi que les informations sur le produit.

**DANGER:** • Liquide et vapeur hautement inflammables. • Provoque une irritation oculaire grave.

**PRÉCAUTION:** • En cas de contact avec les yeux. Rincez prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Si vous portez des lentilles de contact, enlevez-les si elles sont faciles à retirer, puis continuez à rincer. • Si un avis médical est nécessaire, gardez le contenant ou l'étiquette du produit à portée de main. • Lavez-vous soigneusement les mains et la peau exposée après manipulation. • Conservez les lingettes à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne fumez pas. • Conservez les lingettes hors de la portée des enfants.

**STOCKAGE ET ÉLIMINATION:** • Utilisez les lingettes dans les 60 jours suivant l'ouverture (inscrire la date d'ouverture dans l'espace prévu à cet effet). • N'utilisez pas la lingette si cette dernière semble sèche. • Conservez-les dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources d'inflammation. • Gardez l'emballage hermétiquement fermé lors du stockage afin d'éviter que les lingettes ne se dessèchent. • Ne jetez pas les lingettes dans les WC. • Éliminez le contenu et le contenant dans un centre de recyclage ou d'élimination approprié.

**DURÉE DE CONSERVATION:** • Durée de conservation de 2 ans si l'emballage n'est pas ouvert.

### | DEU | OptiPre-Alkoholtücher

Unsere OptiPre-Einweg-Alkoholtücher desinfizieren harte Oberflächen mit einem Wischen und entfernen potenziell schädliche Bakterien, Viren und Pilze. Verwenden Sie Alkoholtücher auf sichere Weise. Lesen Sie vor der Verwendung stets das Etikett und die Produktinformationen.

**GEFAHR:** • Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dämpfe. • Verursacht schwere Augenreizungen.

**VORSICHTSMASSNAHMEN:** • Bei Kontakt mit den Augen. Spülen Sie diese einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser aus. Entfernen Sie ggf. Ihre Kontaktlinsen, und spülen Sie weiter aus. • Wenn Sie sich an einen Arzt wenden müssen, halten Sie die Hände und die exponierte Haut. • Halten Sie die Tücher von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und weiteren Zündquellen fern. Rauchen Sie nicht. • Bewahren Sie die Tücher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

**LAGERUNG UND ENTSORGUNG:** • Verwenden Sie die Tücher nach dem Öffnen innerhalb von 60 Tagen (tragen Sie das Öffnungsdatum im entsprechenden Feld ein). • Verwenden Sie das Tuch nicht, wenn es trocken zu sein scheint. • Lagern Sie die Tücher kühl, trocken und vor Zündquellen sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt. • Die Verpackung sollte bei der Lagerung fest verschlossen sein, um ein Austrocknen zu verhindern. • Spülen Sie die Tücher nicht aus. • Entsorgen Sie den Inhalt und die Behälter in einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung.

**HALTBARKEIT:** • Im ungeöffneten Zustand zwei Jahre haltbar.

### | ESP | Toallitas con alcohol OptiPre

Nuestras toallitas desechables OptiPre con alcohol, desinfectan las superficies duras en una toallita, eliminando las bacterias, virus y hongos potencialmente dañinos. Utiliza las toallitas con alcohol de forma segura. Lee siempre la etiqueta y la información del producto antes de utilizarlo.

**PELIGRO:** • Líquido y vapor altamente inflamables. • Causa irritación ocular grave.

**PRECAUCIÓN:** • En caso de contacto con los ojos. Aclara con cuidado con agua durante varios minutos. Quitate las lentillas, si las tienes puestas, y es fácil. Continuar con el enjuague. • Si necesitas asesoramiento médico, conserva a mano el envase o la etiqueta del producto. • Lávate bien las manos y la piel expuesta después de la manipulación. • Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de otras fuentes de ignición. No se pueden fumar. • Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

**ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:** • Utilizar dentro de los 60 días siguientes a la apertura (registra la fecha de apertura en el espacio previsto). • No utilices si la toallita parece estar seca. • Guárdalas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y de fuentes de ignición. • Mantén el envase bien cerrado cuando lo guardes para evitar que se reseque. • No las tires al váter. • Desecha el contenido y el envase en una instalación de reciclaje o eliminación adecuada.

**VIDA ÚTIL:** • 2 años de vida útil si no se abre.



## | PRT | Toalhetes com álcool OptiPre

Os nossos toalhetes com álcool OptiPre descartáveis, desinfetam superfícies duras numa só passagem, removendo bactérias, vírus e fungos potencialmente nocivos. Utilize os toalhetes com álcool em segurança. Leia sempre o rótulo e as informações do produto antes de o utilizar.

| **PERIGO:** • Líquido e vapor altamente inflamáveis. • Causa irritação ocular grave.

| **PRECAUÇÃO:** • Em caso de contacto com os olhos. Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remover as lentes de contacto, se presentes e for fácil de o fazer. Continuar a enxaguar. • Se for necessário aconselhamento médico, tenha consigo o recipiente ou o rótulo do produto. • Lavar bem as mãos e a pele exposta após o manuseamento. • Manter afastado do calor, de superfícies quentes, faíscas, chamas vivas e de outras fontes de ignição. Proibido fumar. • Manter fora do alcance das crianças.

| **ARMAZENAMENTO E ELIMINAÇÃO:** • Utilizar no prazo de 60 dias após a abertura (registar a data de abertura no espaço fornecido para o efeito). • Não utilizar se o toalhete parecer estar seco. • Armazenar num local fresco e seco, protegido da luz direta do sol e de fontes de ignição. • Manter a embalagem bem fechada quando armazenada de modo a evitar que os toalhetes sequem. • Não deitar na sanita. • Eliminar o conteúdo e o recipiente numa instalação de reciclagem ou eliminação adequada.

| **PRAZO DE VALIDADE:** • Validade de 2 anos se não for aberto.

## | SWE | OptiPre Alkoholtorkdukar

Våra OptiPre-alkoholtorkdukar för engångsbruk desinficerar hårda ytor när du torkar av dem och tar bort potentiellt skadliga bakterier, virus och svampar. Använd alkoholtorkdukar på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

| **FARA:** • Mycket brandfarlig vätska och ånga. • Orsakar allvarlig ögonirritation.

| **WARNING:** • Vid kontakt med ögonen. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinserna, om du har dem, och om det är lätt gjort. Fortsätt att skölja. • Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktens behållare eller etikett till hands. • Tvätta händerna och utsatt hud noggrant efter hantering. • Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Ingen rökning. • Förvara utom räckhåll för barn.

| **FÖRVARING OCH BORTSKAFFANDE:** • Bör användas inom 60 dagar efter öppnandet (anteckna öppningsdatumet i det utrymme som anges). • Använd inte om duken verkar torr. • Förvaras på en sval, torr plats, bort från direkt solljus och antändningskällor. • Förvara förpackningen tätt stängd vid förvaring för att undvika uttorkning. • Spola inte ner dem. • Släng innehållet och behållaren i en lämplig återvinnings- eller avfallshanteringsplats.

| **HÅLLBARHET:** • Hållbarhet 2 år i oöppnad förpackning.

## | DNK | OptiPre alkoholservietter

Vores OptiPre egangsalkoholservietter desinficerer hårde overflader med en aftørring ved at fjerne potentielt skadelige bakterier, virusser og svampe. Brug alkoholservietter sikkert. Læs altid etiketten og produktoplysningerne inden brug.

| **FARE:** • Meget brandfarlig væske og damp. • Forårsager alvorlig øjenirritation.

| **ADVARSEL:** • I tilfælde af kontakt med øjnene. Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de findes, og nemt kan fjernes. Fortsæt med at skylle. • Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden. • Vask hænder og udsat hud grundigt efter behandling. • Hold væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændingskilder. Rygning forbudt. • Hold utilgængeligt for børn.

| **OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE:** • Brug inden for 60 dage fra åbningen (notér åbningsdatoen i det relevante sted). • Må ikke anvendes, hvis servietten virker tør. • Opbevar i et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys og tændingskilder. • Opbevar emballagen tæt lukket, når den opbevares, for at undgå uttørring. • Må ikke skylles ud. • Bortskaf indholdet og beholderen i et passende genbrugs- eller bortskaffelsesanlæg.

| **HOLDBARHED:** • 2-års holdbarhed hvis uåbnet.

## | NOR | OptiPre våtservietter med alkohol

OptiPre våtservietter med alkohol desinfiserer harde overflater i ett stryk, og fjerner potensielt skadelige bakterier, virus og sopper. Foretrukket av eksperter. Brukes av helter. Bruk våtservietter med alkohol trygt. Les etiketten og produktinformasjonen grundig før bruk.

| **FARE:** • Svært brannfarlig væske og damp. • Forårsaker alvorlig øyeyritasjon.

| **FORHOLDSREGLER:** • Hvis kontakt med øyne. Skyll varsomt med vann i flere minutter. Fjern deretter eventuelle kontaktlinser såfremt dette kan gjøres enkelt, og fortsatt skyllingen. • Sørg for å ha produktbeholder eller etikett for hånden ved eventuell kontakt med lege. • Vask hender og eksponert hud grundig etter håndtering. • Oppbevares borte fra varmekilder, varme overflater, gnister, åpen ild og andre tennkilder. Røyking forbudt. • Oppbevares utilgjengelig for barn.

| **LAGRING OG AVHENDING:** • Brukes innen 60 dager etter åpning (skriv åpningsdato i det åpne feltet). • Skal ikke brukes hvis servietten virker tørr. • Oppbevares på et kjølig, tørt sted unna direkte sollys og tennkilder. • Hold emballasjen godt lukket under lagring for å unngå uttørring. • Skal ikke kastes i toalettet. • Kast innholdet og beholderen i henhold til reglene for resirkulering av avfall.

| **HOLDBARHET:** • Holdbarhet 2 år hvis uåpnet. **HALTBARHEIT:** • Im ungeöffneten Zustand zwei Jahre haltbar.

