

ugo.™
stand with dignity

REF 3023
REF 3024

ugo.™
stand with dignity



EU Importer:
Optimum Medical Solutions GmbH,
c/o Grant Thornton AG,
Senckenberganlage 19,
60325 Frankfurt am Main, Germany.
Email: enquiries@optimummedical.de

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH,
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert Germany
Tel: +49 6894 581020
Email: info@mt-procons.com




optimummedical®

 Optimum Medical Solutions Ltd
Tennant Hall, Blenheim Grove,
Leeds, LS2 9ET, UK
T: +44 (0) 845 643 5479
enquiries@optimummedical.co.uk
www.optimummedical.co.uk

3023-3024-FU-OC12-16.0

Instructions for use

Figure 1. | Figura 1. | Abbildung 1.



A

Stand

Designed to support 2-litre urinary drainage bags.

Soporte

Diseñado para soportar bolsas recolectoras de orina de 2 litros.

Ständer

Entwickelt um einen Urindrainagebeutel mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern abzustützen.



B

Dignity Cover

To be used in conjunction with your stand for discreet drainage.

Cubierta Dignity

Para utilizarla junto con su soporte para un drenaje discreto.

Würdeabdeckung

Zur Verwendung in Verbindung mit Ihrem Ständer für eine diskrete Drainage.

Figure 2. | Figura 2. | Abbildung 2.

Option
Opción
Option **1**




Securely slots between mattress and divan
Posicionamiento seguro entre el colchón y el sofá
Sichere Schlitz zwischen Matratze und Divan

Figure 3. | Figura 3. | Abbildung 3.

Option
Opción
Option

2



Hook
Gancho
Haken




Always ensure the drainage bag sits below the level of the bladder.
Asegúrese siempre de que la bolsa de drenaje esté debajo del nivel de la vejiga.
Stellen Sie immer sicher, dass der Drainagesack unter dem Niveau der Blase liegt.

Figure 4. | Figura 4. | Abbildung 4.

Option
Opción
Option

3




5

Figure 5. | Figura 5. | Abbildung 5.

Assembling the Ugo Stand

Montaje del Ugo Stand

Ugo Stand aufbauen



2

Positive sensory click.
Clic sensorial positivo.
Positives sensorisches Klicken.



1

6

Figure 6. | Figura 6. | Abbildung 6.



Attaching your
2L urinary drainage bag.

Adjuntando tu bolsa de
drenaje urinario de 2L.


Anbringen Ihrer
2L Urindrainagebeutel.

Tube fitting in gap.
El tubo encaja en el hueco.
Das Rohr passt in den Spalt.



7


Figure 7. | Figura 7. | Abbildung 7.



Attaching the Ugo Dignity Cover
Guarnición de cubierta Ugo Dignity Cover
Ugo Dignity Cover Beschlag

2

Figure 8. | Figura 8. | Abbildung 8.



Removing the Ugo Dignity Cover
Extracción de cubierta Ugo Dignity Cover
Ugo Dignity Cover - Abdeckung abnehmen

8

3023 Ugo Stand
3024 Ugo Stand with Dignity

This is a **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** product information leaflet for the user. Do not share the **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** with anyone else. Read all of the product information leaflet prior to use and retain for your information. If you are unsure about how to use this product, or whether it is suitable for you, please seek advice from a Healthcare Professional.

PRODUCT DESCRIPTION

The **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** is a single patient, multiple use, non-sterile accessory for supporting the weight of 2-litre urinary drainage bags that are attached to a urinary drainage system.

COMPONENTS (See Figure 1.)

A

Stand - designed to support 2-litre urinary drainage bags

B

Dignity Cover - To be used in conjunction with your stand for discreet drainage

The 2-litre urinary drainage bag is attached to the hooks of the **Ugo Stand** through the 4 eyelets in the top band of the urinary drainage bag.

INGREDIENTS/COMPOSITION

Polypropylene.

INTENDED PURPOSE

The **Ugo Stand** supports the weight of your 2-litre urinary drainage bag as it fills. The **Ugo Stand with Dignity** cover provides optional screening for discreet drainage and protects the urinary drainage bag. This support and screening is intended to provide comfort and reduce the risk of injury from the weight of your 2-litre urinary drainage bag pulling on your drainage system while in use. It is purposely designed to reduce the risk of infection by keeping the drainage tap off the floor.

INTENDED USER

The intended users of the **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** are patients with 2-litre urinary drainage bags, attached to a urinary drainage system, who are in bed or immobile, and their Carers and/or Healthcare Professionals.

CONTRAINDICATIONS

Do not use the **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** if you are sensitive or allergic to the device material.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

It is recommended that the **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** is used in line with local healthcare policies and procedures following a patient assessment by a Healthcare Professional. Ensure that the **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** is suitable for the intended use and is compatible with other medical devices to be used in conjunction with it;

The dignity cover must be removed for observation and to drain urine from the 2-litre urinary drainage bag; The **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** is a reusable device. Please refer to 'How to care for your device' to ensure the product performance is maintained;

The **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** is not suitable for using when you are walking around; In addition to supporting your 2-litre urinary drainage bag using the stand, it is important that your catheter and drainage system are also secured with appropriate devices; It is important to check that your catheter is not twisted prior to attaching onto the stand (see how to use) and to regularly check that your catheter and all drainage tubing are free from obstruction and urine is draining freely;

Do not use the **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** if it is damaged or soiled; Do not use if the packaging is damaged or unintentionally opened prior to use. Keep out of reach of children; The **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** are not made with natural rubber latex.

UNDESIRABLE SIDE EFFECTS

There may be an increased risk of complications from using the **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** if you have decreased sensation and/or if your 2-litre urinary drainage bag has not been fitted correctly onto the **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity**.

If you experience any of the following whilst using the stand, with or without the dignity cover, in conjunction with a 2-litre urinary drainage bag, remove the drainage bag from the hooks at the top of the stand and seek medical help:

- Urine not draining into urinary drainage bag.
- Urine leaking outside the catheter.
- Cloudy or foul-smelling urine.
- Blood in urine.
- Changes to urine colour or volume.
- Feeling unwell, high temperature, nausea/vomiting or in any pain/discomfort.

Any serious incident or malfunction that has occurred in relation to the **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

HOW TO USE

Consult your Healthcare Professional for advice before using the **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity**. Always wash and dry your hands before and after handling your urinary drainage bag and stand. If someone else is handling your drainage bag and/or stand, they must wash and dry their hands and apply a clean pair of gloves on every occasion to avoid cross infection.

ASSEMBLING AND POSITIONING THE STAND

There are 3 options to use the **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** to support your 2-litre urinary drainage bag. **Warning!** The **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** is not suitable for using when you are walking around.

Option 1. (See Figure 2.) Slots between mattress and divan.

Slide the longer panel on the back of the **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity**, in between the mattress and the divan/bed.

Position the stand as close to the bed as possible to ensure a secure fit.

Option 2. (See Figure 3.) Hooks onto bed frame or chair arm.

Using the hook on the back of the stand, carefully hook the stand into a position that is comfortable for you.

Option 3. (See Figure 4.) Free standing on the floor.

ASSEMBLING THE STAND FOR USE IN THE FREE-STANDING POSITION

(See Figure 5.)

1. Pull out the longer panel on the back of the stand.
2. Pull down the shorter arm on the back of the stand.
3. Click the longer panel and short arm together to create the free-standing stand.

HOW TO ATTACH YOUR 2-LITRE URINARY DRAINAGE BAG TO THE STAND

(See Figure 6.)

Line up and hook the 4 eyelets in the top band of the 2-litre urinary drainage bags onto the stand's 4 hooks.

Warning! - Make sure your catheter or drainage tubing is not twisted before securing your 2-litre urinary drainage bag onto the **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity**.

ATTACHING AND REMOVING THE DIGNITY COVER

ATTACHING (See Figure 7.)

1. Line up the tabs on the bottom of the dignity cover with corresponding holes on the stand (as a hinge).
2. Once hinged at the bottom, raise the dignity cover and click in place at the top.

REMOVING (See Figure 8.)

1. Remove the dignity cover by simultaneously pressing the two tabs at the top/back of the stand to release.
2. The cover can then be hinged down and removed.

Removal and Repositioning of the Ugo Stand and Ugo Stand with Dignity

- Your Healthcare Professional can advise on repositioning of yourself and the **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** when in use.
- It is recommended that the **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** is removed and not used, along with your 2-litre urinary drainage bag if you are walking around and not in bed.

Using your urine drainage bag in conjunction with the Ugo Stand and Ugo Stand with Dignity

- Always remove the dignity cover for observation of urine and to drain urine from the 2-litre urinary drainage bag.
- Do not disconnect your urine drainage bag when attaching to your stand. It is designed specifically to allow attaching without disconnecting the system from the catheter. Disconnecting the system unnecessarily increases your risk of introducing infection.
- Empty your 2-litre urinary drainage bag before it reaches 2/3 full or sooner if advised by your Healthcare Professional.
- It is important that your 2-litre urinary drainage bag is positioned below the level of your bladder and to check regularly that your catheter and drainage tubing are free from obstruction and urine is draining freely.
- Ensure that the drainage tap at the bottom of your 2-litre urinary drainage bag does not touch the floor.
- Always support the weight of your catheter and 2 litre urinary drainage bag when attaching or removing from your stand.

CARING FOR YOUR DEVICE

- It is recommended that you wash your **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** daily along with your usual catheter hygiene regime.
- The **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** should no longer be used if there are any signs of damage or degradation.

STORAGE AND HANDLING

Keep dry and out of direct sunlight.

DISPOSAL

The **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** must be disposed of or recycled according to local policies and waste disposal procedures, including any accessories or consumables used with the device.

MANUFACTURER INFORMATION

Optimum Medical Solutions Ltd,
Tennant Hall, Blenheim Grove,
Leeds, LS2 9ET, UK.
Tel: +44 (0) 845 643 5479
Email:
enquiries@optimummedical.co.uk
Website: www.optimummedical.co.uk

AUTHORISED REPRESENTATIVE

MT Promed+ Consulting GmbH,
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert Germany
Tel: +49 6894 581020
Email: info@mt-procons.com

IMPORTER INFORMATION

Optimum Medical Solutions GmbH,
c/o Grant Thornton AG,
Senckenberganlage 19,
60325 Frankfurt am Main, Germany.
Email: enquiries@optimummedical.de

ESP

Ugo Stand with Dignity

3023 Ugo Stand

3024 Ugo Stand with Dignity

Este es un folleto informativo para las personas usuarias del producto **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity**. No comparta el **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** con nadie más.

Lea todo el folleto informativo del producto antes de utilizarlo y consérvelo para poder consultarlo si necesita información. Si tiene dudas sobre cómo utilizar este producto, o si es o no adecuado para usted, pida consejo a un profesional sanitario.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El soporte **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** es un accesorio no estéril para un solo paciente y de uso múltiple que soporta el peso de las bolsas recolectoras de orina de 2 litros que están acopladas a un sistema de drenaje urinario.

COMPONENTES (Ver Figura 1.)

A

Soporte - diseñado para soportar bolsas recolectoras de orina de 2 litros.

B

Cubierta Dignity - para utilizarla junto con su soporte para un drenaje discreto.

Las bolsas recolectoras de orina de 2 l se fijan a los ganchos del soporte **Ugo Stand** a través de los 4 ojales de la banda superior de la bolsa recolectora de orina.

INGREDIENTES/COMPOSICIÓN

Polipropileno.

FUNCIÓN PREVISTA

El **Ugo Stand** sujeta el peso de su bolsa recolectora de orina de 2 litros mientras se llena. La cubierta **Ugo Stand with Dignity** proporciona un apantallamiento opcional para un drenaje discreto y protege la bolsa recolectora de orina.

Este soporte y apantallamiento están pensados para proporcionar comodidad y reducir el riesgo de lesiones debidas al peso de su bolsa recolectora de orina de 2 litros que tira de su sistema de drenaje mientras se utiliza. Está diseñado a propósito para reducir el riesgo de infección al mantener el grifo de drenaje alejado del suelo.

POBLACIÓN USUARIA PREVISTA

La población usuaria del soporte **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** la conforman pacientes con bolsas recolectoras de orina de 2 litros, acopladas a un sistema de drenaje urinario, que están en cama o inmóviles, y sus cuidadores y/o profesionales sanitarios.

CONTRAINDICACIONES

No utilice el **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** si tiene sensibilidad o alergia al material del dispositivo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Se recomienda que el soporte **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** se utilice de acuerdo con las políticas y procedimientos sanitarios locales, tras la evaluación del paciente por parte de un profesional sanitario. Asegúrese de que el soporte **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** resulta adecuado para el uso previsto y es compatible con otros dispositivos médicos que vayan a utilizarse junto con él; La cubierta **dignity** debe retirarse para realizar comprobaciones y para drenar la orina de la bolsa recolectora de orina de 2 litros;

El soporte **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** es un dispositivo reutilizable. Consulte la sección "Cómo cuidar su dispositivo" para asegurarse de que se mantiene el rendimiento del producto;

El soporte **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** no es adecuado para utilizarlo mientras se camina;

Además de sujetar su bolsa recolectora de orina de 2 litros con el soporte, es importante que su sonda y su sistema de drenaje estén también asegurados con dispositivos adecuados; Es importante que compruebe que su sonda no está retorcida antes de fijarla en el soporte (véase el modo de uso) y que compruebe periódicamente que su sonda y todos los tubos de drenaje no están obstruidos y que la orina drene libremente;

No utilice el soporte **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** si está dañado o sucio;

No lo utilice si el envase de empaquetado está dañado o se ha abierto involuntariamente antes de su uso.

Manténgase fuera del alcance de los niños;

El soporte **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** no son fabricados con látex de caucho natural.

EFFECTOS SECUNDARIOS NO DESEADOS

Efecto haber un mayor riesgo de complicaciones por el uso del **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** si tiene una disminución de la sensibilidad y/o si su bolsa recolectora de orina de 2 litros no se ha colocado correctamente en el **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity**. Si experimenta alguna de las siguientes situaciones después de utilizar el soporte,

con o sin la cubierta **dignity**, junto con una bolsa recolectora de orina de 2 litros, retire la bolsa recolectora de los ganchos de la parte superior del soporte y pida ayuda médica:

- La orina no drene en la bolsa recolectora de orina.
- La orina gotea fuera de la sonda.
- Orina turbia o con mal olor.
- Sangre en la orina.

• Cambios en el color o el volumen de la orina.

• Sensación de malestar, temperatura alta, náuseas/vómitos o cualquier dolor/molestia.

Cualquier incidente grave o mal funcionamiento que se haya producido en relación con el

Ugo Stand or **Ugo Stand with Dignity** debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecida la persona usuaria y/o el paciente.

MODO DE USO

Realice una consulta con su profesional sanitario para que le aconseje antes de utilizar el **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity**.

Lávese y séquese siempre las manos antes y después de manipular la bolsa recolectora de orina y el soporte. Si otra persona manipula su bolsa recolectora y/o su soporte, debe lavarse y secarse las manos y ponerse un par de guantes limpios en cada ocasión para evitar infecciones cruzadas.

MONTAJE Y COLOCACIÓN DEL SOPORTE

Existen 3 opciones de uso del soporte **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** para sujetar su bolsa recolectora de orina de 2 litros.

¡Atención! El soporte **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** no es adecuado para utilizarlo mientras se camina.

Opción 1. (Ver Figura 2.) Ranuras entre el colchón y el somier.

Deslice el panel más largo de la parte posterior del **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity**, entre el colchón y el somier/cama. Coloque el soporte lo más cerca posible de la cama para garantizar un ajuste seguro.

Opción 2. (Ver Figura 3.) Se engancha al marco de la cama o al brazo de la silla.

Mediante el gancho de la parte posterior del soporte, enganche cuidadosamente el soporte en una posición que le resulte cómoda.

Opción 3. (Ver Figura 4.) Apoyado en el suelo.

MONTAJE DEL SOPORTE PARA SU USO APOYADO EN EL SUELO (Ver Figura 5.)

1. Saque el panel más largo de la parte trasera del soporte.

2. Tire hacia abajo del brazo más corto de la parte trasera del soporte.

3. Enganche el panel más largo y el brazo corto para crear el soporte independiente.

CÓMO FIJAR SU BOLSA RECOLECTORA DE ORINA DE 2 LITROS AL SOPORTE

(Ver Figura 6.)

Alinee y enganche los 4 ojales de la banda superior de las bolsas recolectoras de orina de 2 litros.

¡Atención! Asegúrese de que su sonda o tubo de drenaje no esté retorcido antes de fijar su bolsa recolectora de orina de 2 litros en el soporte **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity**.

COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LA CUBIERTA DIGNITY

COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA (Ver Figura 7.)

1. Alinee las pestañas de la parte inferior de la cubierta **dignity** con los orificios correspondientes del soporte (a modo de bisagra).

2. Una vez articulada en la parte inferior, levante la cubierta **dignity** y encájela en su sitio en la parte superior.

RETIRADA DE LA CUBIERTA (Ver Figura 8.)

1. Retire la cubierta **dignity** presionando simultáneamente las dos pestañas de la parte superior/trasera del soporte para liberarla.

2. A continuación, la cubierta puede abatirse y retirarse.

Retirada y reposicionamiento del soporte **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity**

• Su profesional sanitario puede aconsejarle sobre cómo reposicionarse usted y el **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** cuando lo esté utilizando.

• Se recomienda retirar el **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** y no utilizarlo, junto con su bolsa recolectora de orina de 2 litros si está caminando o no está en la cama.

Utilización de su bolsa recolectora de orina junto con el **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity**.

Retire siempre la cubierta **dignity** para observar la orina y para drenar la orina de la bolsa recolectora de orina de orina de 2 litros.

• No desconecte la bolsa recolectora de orina si está acoplada al soporte. Está diseñada específicamente para permitir su colocación sin desconectar el sistema. Desconectar el sistema innecesariamente aumenta el riesgo de infección.

• Vacíe su bolsa recolectora de orina de 2 litros antes de que llegue a 2/3 de su capacidad o antes si se lo aconseja su profesional sanitario.

• Es importante que su bolsa recolectora de orina de 2 litros esté colocada por debajo del nivel de la vejiga y que compruebe periódicamente que la sonda y el tubo de drenaje no están obstruidos y que la orina drene libremente.

• Asegúrese de que el grifo de drenaje de la parte inferior de su bolsa recolectora de orina de 2 litros no toca el suelo.

• Apoye siempre el peso de su sonda y de la bolsa recolectora de orina de 2 litros cuando la coloque o la retire de su soporte.

CUIDADO DE SU DISPOSITIVO

• Se recomienda que lave su **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** a diario junto con su régimen de higiene habitual de la sonda.

• El soporte **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** no debe seguir utilizándose si hay algún signo de daño o degradación.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantener en un lugar seco y no exponer a luz solar directa.

RECICLAJE

El **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** debe eliminarse o reciclarse de acuerdo con las políticas locales y los procedimientos de eliminación de residuos, incluyendo cualquier accesorio o consumible utilizado con el dispositivo.

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Optimum Medical Solutions Ltd,
Tennant Hall, Blenheim Grove,
Leeds, LS2 9ET, Reino Unido.
Tel: +44 (0) 845 643 5479
Correo electrónico:
enquiries@optimummedical.co.uk
Sitio web:
www.optimummedical.co.uk

REPRESENTANTE AUTORIZADO

MT Promed Consulting GmbH,
Ernst-Heckel-Strasse 7
66386 San Ingbert Alemania
Tel: +49 6894 581020
Correo electrónico:
info@mt-procons.com

INFORMACIÓN SOBRE EL IMPORTADOR

Optimum Medical Solutions GmbH,
c/o Grant Thornton AG,
Senckenberganlage 19,
60325 Frankfurt am Main, Alemania.
Correo electrónico:
enquiries@optimummedical.de

DEU

Ugo Stand with Dignity

3023 Ugo Stand

3024 Ugo Stand with Dignity

Ugo Stand und **Ugo Stand with Dignity** Informationsblatt für den Benutzer.

Verwenden Sie den **Ugo Stand** oder **Ugo Stand with Dignity** nicht gemeinsam mit anderen Personen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch das gesamte Informationsblatt und bewahren Sie es zu Ihrer eigenen Sicherheit auf. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie dieses Produkt einsetzen können oder ob es für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an eine medizinische Fachkraft.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Ugo Stand** und **Ugo Stand with Dignity** ist ein nicht steriles Hilfsmittel zur Unterstützung des Gewichts von Urindrainagebeuteln mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern, die an einem Urindrainagesystem befestigt sind, für einen einzelnen Patienten und zur Mehrfachverwendung.

KOMPONENTEN (Siehe Abbildung 1.)

A

Ständer - Entwickelt um einen Urindrainagebeutel mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern abzustützen.

B

Würdeabdeckung - Zur Verwendung in Verbindung mit Ihrem Ständer für eine diskrete Drainage.

Der Urindrainagebeutel mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern wird durch die 4 Ösen im oberen Band des Urindrainagebeutels an den Haken des **Ugo Stand** eingehängt.

INHALTSSTOFF/ZUSAMMENSETZUNG

Polypropylen.

VERWENDUNGSZWECK

Der **Ugo Stand** unterstützt das Gewicht eines Urindrainagebeutels mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern während er sich füllt. Die **Ugo Stand with Dignity** bietet eine optionale Sichtschutzmöglichkeit für eine diskrete Drainage und schützt den Urindrainagebeutel.

Dieser Ständer und diese Würdeabdeckung sorgen für Komfort und verringern das Verletzungsrisiko, das durch das Gewicht eines Urindrainagebeutels mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern bei der Verwendung auf das Drainagesystem einwirkt. **Ugo Stand** und **Ugo Stand with Dignity** wurde speziell entwickelt, um das Infektionsrisiko zu verringern, indem der Abflusshahn vom Untergrund ferngehalten wird.

NUTZUNG

Die Zielgruppe des **Ugo Stand** und **Ugo Stand with Dignity** sind bettlägerige oder immobile Patienten mit Urindrainagebeuteln mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern, die an ein Urindrainagesystem

angeschlossen sind, sowie deren Pfleger und/oder medizinisches Fachpersonal.

GEGENANZEIGEN

Verwenden Sie den **Ugo Stand** oder **Ugo Stand with Dignity** nicht, wenn Sie empfindlich oder allergisch auf das Material des Hilfsmittels reagieren.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Es wird empfohlen, den **Ugo Stand** und **Ugo Stand with Dignity** in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien und Verfahren des Gesundheitswesens nach einer Patientenbeurteilung durch eine medizinische Fachkraft zu verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass der **Ugo Stand** und **Ugo Stand with Dignity** für den vorgesehenen Verwendungszweck und für andere medizinische Geräte, die in Verbindung mit ihm verwendet werden sollen, geeignet ist.

Zur Beobachtung und zum Ablassen des Urins aus dem Urindrainagebeutel mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern muss die Würdeabdeckung entfernt werden.

Der **Ugo Stand** oder **Ugo Stand with Dignity** ist wiederverwendbar. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Pflege des Geräts“, um sicherzustellen, dass die Funktionalität des Produkts erhalten bleibt.

Der **Ugo Stand** und **Ugo Stand with Dignity** ist nicht für die Benutzung während des Gehens geeignet.

Es ist wichtig, dass Sie nicht nur Ihren Urindrainagebeutel mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern an dem Ständer abstützen, sondern auch Ihren Katheter und Ihr Drainagesystem mit den entsprechenden Hilfsmitteln sichern.

Es ist wichtig, dass Ihr Katheter nicht verdreht ist, bevor Sie ihn am Ständer befestigen (siehe Gebrauchsanweisung), und dass Sie regelmäßig kontrollieren, ob Ihr Katheter und alle Drainageschläuche frei von Verstopfungen sind und der Urin einwandfrei abfließt.

Verwenden Sie den **Ugo Stand** oder **Ugo Stand with Dignity** nicht, wenn das Hilfsmittel beschädigt oder verschmutzt ist.

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist oder vor der Verwendung unbeabsichtigt geöffnet wurde. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

Der **Ugo Stand** und **Ugo Stand with Dignity** sind nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.

UNERWÜNSCHTE NEBENEFFEKTE

Es kann ein erhöhtes Risiko für Komplikationen bei der Verwendung des **Ugo Stand** und **Ugo Stand with Dignity** bestehen, wenn Sie ein vermindertes Empfindungsvermögen haben und/oder wenn Ihr Urindrainagebeutel mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern nicht korrekt auf dem **Ugo Stand** oder **Ugo Stand with Dignity** angebracht wurde.

Wenn Sie nach der Verwendung des **Ugo Stand with Dignity**, mit oder ohne Würdeabdeckung, in Verbindung mit einem Urindrainagebeutel mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern, eines der folgenden Symptome feststellen, entfernen Sie den Drainagebeutel von den Haken an der Oberseite des Ständers und suchen Sie einen Arzt auf:

- Keine Drainage von Urin in den Urinbeutel.
 - Urin tritt außerhalb des Katheters aus.
 - Flockiger oder übel riechender Urin.
 - Blut im Urin.
 - Veränderungen der Farbe des Urins oder der Menge.
 - Unwohlsein, erhöhte Temperatur, Übelkeit/Erbrechen oder Schmerzen/Beschwerden gleich welcher Art.
- Jeder schwerwiegende Zwischenfall oder jede Fehlfunktion, die in Zusammenhang mit dem **Ugo Stand** oder **Ugo Stand with Dignity** aufgetreten, muß dem Hersteller und der verantwortlichen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist, gemeldet werden.

ANWENDUNG

Bevor Sie den **Ugo Stand** oder **Ugo Stand with Dignity** verwenden, wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal. Waschen und trocknen Sie sich immer die Hände vor und nach der Handhabung des Urindrainagebeutels und des Ständers. Wenn eine andere Person Ihren Drainagebeutel und/oder Ständer handhabt, muss diese Person ihre Hände waschen und abtrocknen und bei jeder Gelegenheit ein sauberes Paar Schutzhandschuhe benutzen,

um Kreuzinfektionen zu verhindern.

MONTAGE UND PLATZIERUNG DES STÄNDERS

Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, den **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** als Stütze für Ihren Urindrainagebeutel mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern zu verwenden.

Achtung! Der **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** ist nicht für die Benutzung während des Gehens.

Option 1. (Siehe Abbildung 2.) Schlitz zwischen Matratze und Bettgestell.

Schieben Sie die längere Platte auf der Rückseite des **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** zwischen die Matratze und das Bettgestell. Positionieren Sie den Ständer so nah wie nur möglich an dem Bett, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

Option 2. (Siehe Abbildung 3.) Kann am Bettgestell oder am Stuhllehnen eingehängt werden.

Befestigen Sie den Ständer mit dem Haken auf der Rückseite vorsichtig in einer für Sie angenehmen Position.

Option 3. (Siehe Abbildung 4.) Freistehend auf dem Boden.

ZUSAMMENBAU DES STÄNDERS ZUM GEBRAUCH FREISTEHEND AUF DEM BODEN

(Siehe Abbildung 5.)

1. Ziehen Sie die längere Platte auf der Rückseite des Ständers heraus und
2. Ziehen Sie den kürzeren Ständerarm auf der Rückseite des Ständers nach unten.
3. Verbinden Sie die längere Platte und den kurzen Arm, um den freistehenden Ständer zu errichten.

WIE SIE IHREN URINDRAINAGEBEUTEL MIT EINEM FASSUNGSVERMÖGEN

VON 2 LITERN AN DEM STÄNDER BEFESTIGEN

(Siehe Abbildung 6.)

Richten Sie die 4 Ösen im oberen Band des Urindrainagebeutels aus und befestigen Sie diese an den 4 Haken des Ständers.

Achtung! - Vergewissern Sie sich, dass weder Ihr Katheter noch Ihr Drainageschlauch verdreht ist, bevor Sie Ihren Urindrainagebeutel an dem **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** befestigen.

ANBRINGEN UND ABNEHMEN DER WÜRDEABDECKUNG

ANBRINGEN (Siehe Abbildung 7.)

1. Richten Sie die Laschen an der Unterseite der Würdeabdeckung mit den entsprechenden Löchern am Ständer aus (als Scharnier).
2. Nach dem Einrasten am unteren Ende heben Sie die Würdeabdeckung an und und rasten Sie sie oben ein

ENTFERNEN (Siehe Abbildung 8.)

1. Entfernen Sie die Würdeabdeckung durch gleichzeitiges Drücken der beiden Laschen oben/hinten am Ständer, um sie zu lösen.
2. Der Würdeabdeckung kann nach unten geklappt und abgenommen.

Entfernung und Neuplatzierung des Ugo Stand and Ugo Stand with Dignity

- Ihr medizinisches Fachpersonal kann Sie darüber beraten, wie Sie sich und den **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** während der Benutzung neu platzieren.
- Es wird empfohlen, den **Ugo Stand** and **Ugo Stand with Dignity** nicht zu benutzen und Urindrainagebeutel mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern nicht zu tragen, wenn Sie umhergehen und sich nicht im Bett befinden.

Verwendung des Urindrainagebeutels in Verbindung mit dem Ugo Stand and Ugo Stand with Dignity

- Zur Beobachtung des Urins und zum Ablassen des Urins aus dem Urindrainagebeutel mit 2 Litern Fassungsvermögen muss die Würdeabdeckung immer abgenommen werden.
- Entfernen Sie den Urindrainagebeutel nicht, wenn Sie ihn an dem Ständer befestigen. Die spezielle Entwicklung ermöglicht es, dass sie ohne Unterbrechung des Systems befestigt werden kann. Wenn Sie das System unnötigerweise unterbrechen, erhöht sich das Risiko von Infektionen.

- Leeren Sie Ihren Urindrainagebeutel mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern, bevor er zu 2/3 gefüllt ist oder früher, wenn Ihr medizinisches Fachpersonal dies empfiehlt.
- Es ist wichtig, dass Ihr Urindrainagebeutel mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern unterhalb des Blasenlevels liegt und dass Sie regelmäßig überprüfen, ob Ihr Katheter und die Drainageschläuche frei von Verstopfungen sind und der Urin problemlos abfließen kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Abflusshahn am Boden Ihres Urindrainagebeutels mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern nicht den Boden berührt.
- Stützen Sie das Gewicht Ihres Katheters und des Urindrainagebeutels mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern immer ab, wenn Sie ihn am Ständer anbringen oder von diesem entfernen.

PFLEGE DES HILFSMITTELS

- Es wird empfohlen, den **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** täglich zu reinigen und die gewohnte Katheterhygiene durchzuführen.
- Der **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** darf bei Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung nicht mehr verwendet werden.

LAGERUNG UND HANDHABUNG

Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

ENTSORGUNG

Der **Ugo Stand** or **Ugo Stand with Dignity** des Zubehörs und der Verbrauchsmaterialien, die mit dem Gerät verwendet werden, muss gemäß den örtlichen Richtlinien und Abfallentsorgungsverfahren entsorgt oder recycelt werden.

HERSTELLERINFORMATIONEN

Optimum Medical Solutions Ltd,
Tennant Hall, Blenheim Grove,
Leeds, LS2 9ET,
Vereinigtes Königreich.
Tel: +44 (0) 845 643 5479
Email:
enquiries@optimummedical.co.uk
Internetseite:
www.optimummedical.co.uk

BEVOLLMÄCHTIGTE VERTRETUNG

MT Promed Consulting GmbH,
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert
Deutschland
Tel: +49 6894 581020
Email: info@mt-procons.com

IMPORTEURINFORMATIONEN

Optimum Medical Solutions GmbH,
c/o Grant Thornton AG,
Senckenberganlage 19,
60325 Frankfurt am Main, Deutschland.
Email: enquiries@optimummedical.de