

# optipro.<sup>TM</sup>

pre-injection isopropyl wipes



## Instructions for use

**PRODUCT REF / CONTENTS**

1102 **OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes.

This is a product information leaflet for the user. Read all of the product information leaflet prior to use and retain for your information. If you are unsure about how to use this product, or whether it is suitable for you, please seek advice from a Healthcare Professional.

**INGREDIENTS/COMPOSITION**

Non-woven fabric (polyester and viscose) impregnated with 70% isopropyl alcohol and purified water.

**INTENDED PURPOSE**

**OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes are for skin cleansing prior to injection.

**INTENDED USER**

The intended users of the **OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes are Healthcare Professionals on patients or the general public.

**CONTRAINDICATIONS**

- Do not use **OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes if the patient is sensitive or allergic to the ingredients.
- Do not use on skin which is broken or inflamed.

**WARNINGS AND PRECAUTIONS**

- It is recommended that **OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes in line with local healthcare policies and procedures.
- Ensure that **OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes are suitable for the intended use and compatible with other medical devices to be used in conjunction with it.
- The **OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes are a non-sterile medical device.
- For external use only.
- Keep out of reach of children.
- **OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes are not made with natural rubber latex.
- Do not use **OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes if the packaging is damaged or soiled.
- Highly flammable; keep away from fire.
- Avoid contact with the eyes or broken skin.
- In cases of irritation discontinue use.
- Do not swallow; if swallowed seek medical advice.
- This is a single-use medical device. Re-use of this device may result in patient infection / cross-contamination. Re/sterilisation, reprocessing, cleaning and disinfection may also compromise the product characteristics, resulting in the product being ineffective.

**UNDESIRABLE SIDE EFFECTS**

In rare cases, local irritation/hypersensitivity reactions may occur such as redness, itching or blistering. If this occurs, stop using the **OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes and

consult your Healthcare Professional.

Any serious incident or malfunction that has occurred in relation to the **OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

### **HOW TO USE**

Consult your Healthcare Professional for advice before using the **OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes. Do not use if packaging is damaged or unintentionally opened prior to use. Remove wipes from sachet. Apply the wipes to the intended area to cleanse the skin prior to injection.

- Wash hands and open **OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes sachet.
- Apply the wipes to the intended area of skin for 30 seconds to cleanse.
- Wait for 30 seconds for skin to dry before injection.

### **STORAGE AND HANDLING**

- Keep dry and out of direct sunlight;
- Unopened packs have a 3-year shelf life;
- Do not use after expiry date.

### **DISPOSAL**

**OptiPro** 70% isopropyl alcohol pre-injection wipes must be disposed of according to local policies and waste disposal procedures, including any accessories or consumables used with the device.

### **MANUFACTURER INFORMATION**

Optimum Medical Solutions Ltd, Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, UK.

Tel: +44 (0) 845 643 5479

Email: [enquiries@optimummedical.co.uk](mailto:enquiries@optimummedical.co.uk)

Website: [www.optimummedical.co.uk](http://www.optimummedical.co.uk)

### **EU AUTHORISED REPRESENTATIVE**

MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert, Germany.

Tel: +49 6894 581020

Email: [info@mt-procons.com](mailto:info@mt-procons.com)

### **IMPORTER INFORMATION**

MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33-Suite 123

2595 AM The Hague

The Netherlands

**RÉF / CONTENU DU PRODUIT**

1102 lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro**.

Ceci est une notice d'informations concernant le produit, destinée à l'utilisateur. Lire l'intégralité de la notice du produit avant utilisation et la conserver à titre d'information. Si vous n'êtes pas sûr(e) de savoir comment utiliser ce produit, ou si vous le jugez opportun, veuillez demander conseil à un professionnel de santé.

**INGRÉDIENTS / COMPOSITION**

Tissu non-tissé (polyester et viscose) imprégné d'alcool isopropylique à 70% et d'eau purifiée.

**USAGE PRÉVU**

Les lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro** sont prévu pour le nettoyage de la peau avant injection.

**UTILISATEURS PRÉVUS**

Les utilisateurs prévus des lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro** sont les professionnels de santé sur les patients ou le grand public.

**CONTRE-INDICATIONS**

- Ne pas utiliser les lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro** si le patient est sensible ou allergique aux ingrédients.
- Ne pas utiliser sur une peau abîmée ou enflammée.

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**

- Il est recommandé que les lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro** soient utilisées conformément aux politiques et procédures des autorités sanitaires locales.
- Veillez à ce que les lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro** soient appropriées pour l'utilisation prévue et compatibles avec les dispositifs médicaux utilisés conjointement.
- Les lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro** sont des dispositifs médicaux non-stériles.
- À usage externe exclusivement.
- Tenir hors de portée des enfants
- Les lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro** ne sont pas fabriquées à partir de latex naturel.
- Ne pas utiliser les lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro** si l'emballage est endommagé ou souillé.
- Hautement inflammable ; tenir éloigné de toute flamme.
- Évitez le contact avec les yeux ou une peau abîmée.
- En cas d'irritation, interrompez l'utilisation.
- Ne pas avaler ; si avalé consultez un médecin.
- Ceci est un dispositif médical à usage unique. La réutilisation de ce dispositif risque de causer une infection/contamination croisée chez le patient. La re/stérilisation, réutilisation, nettoyage ou désinfection du produit peut compromettre les caractéristiques du produit, rendant le produit inefficace. sont maintenues.

## **EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS**

Dans de rares cas, des irritations / réactions d'hypersensibilité locales peuvent se produire, telles que des rougeurs, des démangeaisons ou des cloques. Si c'est le cas, arrêtez l'utilisation de lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro** et consultez un professionnel de santé.

Tout incident grave relatif aux lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro** doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient se trouvent.

## **MODE D'UTILISATION**

Consultez votre professionnel de santé pour conseils avant l'utilisation des lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro**. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert involontairement avant l'utilisation. Retirez les lingettes du sachet. Appliquez les lingettes sur la zone désirée pour nettoyer la peau avant injection.

- Lavez-vous les mains et ouvrez le sachet de lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro**.
- Nettoyez la zone de la peau désirée avec la lingette pendant 30 secondes.
- Attendez 30 secondes que la peau sèche avant l'injection.

## **STOCKAGE ET MANIPULATION**

- À conserver au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Les emballages non ouverts ont une durée de conservation de 3 ans.
- Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration.

## **ÉLIMINATION DES DÉCHETS**

Les lingettes alcool isopropylique à 70% pré-injection **OptiPro** doivent être éliminées conformément aux politiques locales et aux procédures d'élimination des déchets, notamment tout accessoire ou produit consommable utilisé avec ce dispositif.

## **INFORMATIONS SUR LE FABRICANT**

Optimum Medical Solutions Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, RU

Tél : +44(0) 845 643 5479

Courriel : [enquiries@optimummedical.co.uk](mailto:enquiries@optimummedical.co.uk)

Site internet : [www.optimummedical.co.uk](http://www.optimummedical.co.uk)

## **REPRÉSENTANT AUTORISÉ**

MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert, Allemagne.

Tél : +49 6894 581020

Courriel : [ear@mt-procons.com](mailto:ear@mt-procons.com)

## **INFORMATIONS SUR L'IMPORTATEUR**

MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33-Suite 123

2595 AM La Haye

Les Pays-Bas

## Toallitas para preinyección OptiPro con 70% de alcohol isopropílico

### REF. PRODUCTO/CONTENIDO

1102 Toallitas para reinyección **OptiPro** con 70% de alcohol isopropílico.

Este es un folleto de información del producto para el usuario. Lea el folleto de información antes de usar el producto y guárdelo para futuras consultas. Si tiene dudas sobre cómo utilizar este producto, o sobre si es o no adecuado para usted, pida consejo a un profesional de la salud.

### INGREDIENTES/COMPOSICIÓN

Tela no tejida (poliéster y viscosa) impregnada con alcohol isopropílico al 70% y agua purificada.

### FINALIDAD

Las toallitas para preinyección **Optipro**, con 70% de alcohol isopropílico se utilizan para limpiar la piel antes de recibir una inyección.

### USUARIO PREVISTO

Los usuarios a los que van destinadas las toallitas para preinyección **Optipro**, con 70% de alcohol isopropílico son los profesionales de la salud que tratan a pacientes o el público en general.

### CONTRAINDICACIONES

- No utilice las toallitas para preinyección **Optipro**, con 70% de alcohol isopropílico antes de la inyección si el paciente es sensible o alérgico a sus ingredientes.
- No utilizar sobre heridas o lesiones en la piel.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Se recomienda que las toallitas para preinyección **Optipro**, con 70% de alcohol isopropílico sigan las políticas y procedimientos sanitarios locales.
- Asegúrese de que las toallitas para preinyección **Optipro**, con 70% de alcohol isopropílico son adecuadas para el uso previsto y compatibles con otros productos sanitarios que se vayan a utilizar en conjunto.
- Las toallitas para preinyección **Optipro**, con 70% de alcohol isopropílico son un producto sanitario no estéril.
- Solo para uso externo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Las toallitas para preinyección **Optipro**, con 70% de alcohol isopropílico no está fabricadas con látex de caucho natural.
- No utilice las toallitas para preinyección **Optipro**, con 70% de alcohol isopropílico antes de la inyección si el empaque está dañado o sucio.
- Altamente inflamable; mantener alejado del fuego.
- Evite el contacto con los ojos o con la piel lesionada.
- En caso de irritación, interrumpa su uso.
- No ingerir; en caso de ingestión, acuda a un centro médico.
- Se trata de un dispositivo de un solo uso. La reutilización de este dispositivo puede dar lugar a una infección del paciente/contaminación cruzada. La reesterilización, el reprocesamiento, la limpieza y la desinfección también pueden comprometer las características del producto y

hacer que este resulte ineficaz.

## **EFFECTOS SECUNDARIOS NO DESEADOS**

En raras ocasiones, pueden producirse reacciones de irritación/hipersensibilidad local, como enrojecimiento, picor o ampollas. Si esto ocurre, deje de usar las toallitas **OptiPro** 70% de alcohol isopropílico antes de la inyección y consulte a su profesional sanitario.

Cualquier incidente grave o mal funcionamiento que se haya producido en relación con las toallitas **OptiPro** con 70% de alcohol isopropílico para preinyección, se debe comunicar al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que resida el usuario y/o paciente.

## **MODO DE EMPLEO**

Consulte a su profesional de la salud antes de utilizar las toallitas preinyección **OptiPro** con 70% de alcohol isopropílico. No lo utilice si el embalaje está dañado o se ha abierto involuntariamente antes de su uso. Retire las toallitas del sobre. Ponga las toallitas en la zona deseada para limpiar la piel antes de la inyección.

- Lave las manos y abra el sobre de las toallitas para preinyección **OptiPro** con 70% de alcohol isopropílico antes de la preinyección.
- Aplique las toallitas en la zona de la piel prevista durante 30 segundos para limpiarla.
- Esperar 30 segundos a que la piel se seque antes de la inyección.

## **ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN**

- Mantener en un lugar seco y no exponer a luz solar directa;
- Los paquetes sin abrir tienen una fecha de caducidad de 3 años;
- No utilizar después de la fecha de caducidad.

## **ELIMINACIÓN DE RESIDUOS**

Las toallitas para inyección **OptiPro**, con 70% de alcohol isopropílico se deben desechar de acuerdo con las políticas locales y los procedimientos de eliminación de residuos, incluido cualquier accesorio o consumible utilizado con el dispositivo.

## **INFORMACIÓN DEL FABRICANTE**

Optimum Medical Solutions Ltd, Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, Reino Unido.

Tel: +44 (0) 845 643 5479

Correo electrónico: [enquiries@optimummedical.co.uk](mailto:enquiries@optimummedical.co.uk)

Sitio web: [www.optimummedical.co.uk](http://www.optimummedical.co.uk)

## **REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA UE**

MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert, Alemania.

Tel: +49 6894 581020

Correo electrónico: [ear@mt-procons.com](mailto:ear@mt-procons.com)

## **INFORMACIÓN SOBRE EL IMPORTADOR**

MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33-Suite 123

2595 AM La Haya

Los países bajos

**RIF. PRODOTTO / CONTENUTI**

1102 **OptiPro** salviette pre-iniezione con alcol isopropilico 70%.

Il presente è un foglietto informativo del prodotto per l'utente. Leggere il foglietto informativo del prodotto prima dell'uso e conservarlo per riferimento. In caso di dubbi sulle modalità di utilizzo di questo prodotto, o se sia adatto a voi, si prega di consultare un operatore sanitario.

**INGREDIENTI/COMPOSIZIONE**

Tessuto non tessuto (poliestere e viscosa) impregnato di alcol isopropilico 70% e acqua depurata.

**SCOPO PREVISTO**

Le salviette pre-iniezione con alcol isopropilico 70% sono destinate alla pulizia della pelle prima dell'iniezione.

**UTENTE PREVISTO**

Gli utenti previsti delle salviette pre-iniezione con alcol isopropilico 70% **OptiPro** sono operatori sanitari che utilizzano il prodotto su pazienti o altre persone.

**CONTROINDICAZIONI**

- Non utilizzare le salviette pre-iniezione con alcol isopropilico 70% **OptiPro** se il paziente è sensibile o allergico agli ingredienti.
- Non utilizzare su pelle danneggiata o infiammata.

**AVVERTENZE E PRECAUZIONI**

- Si raccomanda l'utilizzo delle salviette pre-iniezione con alcol isopropilico 70% **OptiPro** in conformità con le politiche e procedure mediche locali.
- Assicurarsi che le salviette pre-iniezione con alcol isopropilico 70% **OptiPro** siano adatte all'utilizzo previsto e che siano compatibili con altri dispositivi medici che si intendono utilizzare insieme ad esse.
- Le salviette pre-iniezione con alcol isopropilico 70% **OptiPro** sono dispositivi medici non sterili.
- Esclusivamente per uso esterno.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Le salviette pre-iniezione con alcol isopropilico 70% **OptiPro** non sono realizzate in lattice di gomma naturale.
- Non utilizzare le salviette pre-iniezione con alcol isopropilico 70% **OptiPro** se la confezione è danneggiata o sporca.
- Altamente infiammabile; tenere lontano dal fuoco.
- Evitare il contatto con gli occhi o cute lesa.
- In caso di irritazione interrompere l'utilizzo.
- Non ingerire; in caso di ingerimento consultare un medico.
- Si tratta di un dispositivo medico monouso. Il riutilizzo di questo dispositivo può causare infezioni/contaminazioni crociate al paziente. La risterilizzazione, il ritrattamento, la pulizia o la disinfezione potrebbero anche compromettere le caratteristiche del prodotto, rendendolo inutilizzabile.



## EFFETTI INDESIDERATI

In rari casi, potrebbero insorgere irritazioni locali o reazioni di ipersensibilità come rossore, prurito o comparsa di vesciche. Se questo accade, interrompere l'utilizzo delle salviette pre-iniezione con alcol isopropilico 70% **OptiPro** e consultare il proprio operatore sanitario.

Qualsiasi grave incidente o malfunzionamento verificatosi in relazione alle salviette pre-iniezione con alcol isopropilico 70% **OptiPro** deve essere segnalato al produttore e all'Autorità Competente dello Stato membro in cui si trova l'utente e/o il paziente.

## MODALITÀ D'USO

Chiedere indicazioni al proprio operatore sanitario prima dell'utilizzo delle salviette pre-iniezione con alcol isopropilico 70% **OptiPro**. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o è stata aperta involontariamente prima dell'uso. Rimuovere la salvietta dalla bustina. Applicare la salvietta sull'area prevista per disinfettare la pelle prima dell'iniezione.

- Lavarsi le mani e aprire la bustina della salvietta pre-iniezione con alcol isopropilico 70% **OptiPro**.
- Applicare la salvietta sull'area di pelle da disinfettare per 30 secondi.
- Aspettare 30 secondi che la pelle si asciughi prima dell'iniezione.

## CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO

- Conservare in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta.
- Le confezioni non aperte hanno una durata di conservazione di 3 anni;
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.

## SMALTIMENTO

Le salviette pre-iniezione con alcol isopropilico 70% **OptiPro** devono essere smaltite secondo le politiche e le procedure locali di smaltimento dei rifiuti, compreso qualsiasi materiale di consumo usato insieme al dispositivo.

## INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Optimum Medical Solutions Ltd, Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, UK.

Tel: +44 (0) 845 643 5479

E-mail: [enquiries@optimummedical.co.uk](mailto:enquiries@optimummedical.co.uk)

Sito web: [www.optimummedical.co.uk](http://www.optimummedical.co.uk)

## RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO UE

MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert, Germania.

Tel: +49 6894 581020

E-mail: [ear@mt-procons.com](mailto:ear@mt-procons.com)

## INFORMAZIONI SULL'IMPORTATORE

MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33-Suite 123

2595 L'Aia

Paesi Bassi

**GAMINIO NUORODA / TURINYS**

1102 „OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėlės prieš injekciją.

Tai informacinis lapelis naudotojui. Prieš naudodami perskaitykite visą gaminio informacinį lapelį ir pasilikite jį savo žiniai. Jei nesate tikri, kaip naudoti šį gaminį arba nežinote, ar jis jums tinka, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

**SUDEDAMOSIOS DALYS / SUDĖTIS**

Neaustinė medžiaga (poliesteris ir viskozė), impregnuota 70 % izopropilo alkoholiu ir išgrynintu vandeniu.

**NAUDOJIMO PASKIRTIS**

„OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėlės prieš injekciją skirtos odai valyti prieš injekciją.

**TIKSLINIS VARTOTOJAS**

„OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėlės prieš injekciją skirtos naudoti sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su pacientais, arba plačiajai visuomenei.

**KONTRAINDIKACIJOS**

- Nenaudokite „OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėlių prieš injekciją, jei pacientas yra jautrus arba alergiškas sudedamosioms dalims.
- Nenaudokite ant pažeistos ar uždegiminės odos.

**ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS**

- Rekomenduojama naudoti „OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėles prieš injekciją, laikantis vietinės sveikatos priežiūros taisyklių ir procedūrų.
- Įsitikinkite, kad „OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėlės prieš injekciją yra tinkamos naudoti pagal paskirtį ir suderinamos su kitais medicinos prietaisais, kurie bus naudojami kartu su jomis.
- „OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėlės prieš injekciją yra nesterilus medicinos prietaisas.
- Tik išoriniam naudojimui.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- „OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėlės prieš injekciją nėra pagamintos iš natūralaus kaučiuko latekso.
- Nenaudokite „OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėlių prieš injekciją, jei pakuotė pažeista arba sutepta.
- Labai degus; laikyti toliau nuo ugnies.
- Vengti patekimo į akis ar ant pažeistos odos.
- Jei dirgina, nutraukti naudojimą.
- Nenuryti; nurijus kreiptis į gydytoją.
- Tai yra vienkartinis medicinos prietaisas. Naudojant šį prietaisą pakartotinai, pacientas gali užsikrėsti ir (arba) gauti kryžminę taršą. Pakartotinis sterilizavimas, apdorojimas, valymas ir dezinfekavimas taip pat gali pakenkti gaminio savybėms, todėl jis gali būti neveiksmingas.

## NEPAGEIDAUJAMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Retais atvejais gali pasireikšti vietinio dirginimo ir (arba) padidėjusio jautrumo reakcijos, pavyzdžiui, paraudimas, niežulys ar pūslių susidarymas. Jei taip atsitiktų, nustokite naudoti „OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėles prieš injekciją ir kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Apie bet kokią rimtą incidentą ar gedimą, susijusį su „OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėlėmis prieš injekciją, reikia pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

## KAIP NAUDOTI

Prieš naudodami „OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėles prieš injekciją, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu. Nenaudoti, jei pakuotė pažeista arba netyčia atidaryta prieš naudojimą. Išimkite servetėles iš pakuotės. Prieš injekciją pavalykite servetėlėmis numatytą vietą, kad nuvalytumėte odą.

- Nusiplaukite rankas ir atidarykite „OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėlių prieš injekciją paketėlį.
- Pavalykite servetėlėmis ant numatyto odos ploto 30 sekundžių, kad nuvalytumėte.
- Prieš injekciją palaukite 30 sekundžių, kol oda išdžius.

## SAUGOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Laikyti sausiai ir apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių;
- Neatidarytos pakuotės galioja 3 metus;
- Nenaudoti pasibaigus galiojimo laikui.

## UTILIZAVIMAS

„OptiPro“ 70 % izopropilo alkoholio servetėlės prieš injekciją turi būti šalinamos laikantis vietos taisyklių ir atliekų šalinimo tvarkos, įskaitant visus su prietaisu naudotus priedus ar eksploatacines medžiagas.

## INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ

Optimum Medical Solutions Ltd, Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, UK.

Tel: +44 (0) 845 643 5479

El. paštas: enquiries@optimummedical.co.uk

Svetainė: www.optimummedical.co.uk

## ES ĮGALIOJIMAS ATSTOVAS

MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Strasse 7, 66386 St. Ingbert, Vokietija.

Telefonas: +49 6894 581020

paštas: ear@mt-procons.com

## INFORMACIJA APIE IMPORTUOTOJĄ

MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33-Suite 123

2595 val. Haga

Olandija

**optipro.**<sup>TM</sup>  
pre-injection isopropyl wipes

REF **1102**

REF **1102HK**



MT Promedt Consulting GmbH  
Ernst-Heckel-Straße 7  
66386 St. Ingbert Germany



MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen -33Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands



**optimummedical**<sup>®</sup>



Optimum Medical Solutions Ltd  
Tennant Hall, Blenheim Grove,  
Leeds, LS2 9ET, United Kingdom  
T: +44(0) 845 643 5479  
enquiries@optimummedical.co.uk  
www.optimummedical.co.uk

1102-IFU-Mar23-V1.0